

SÄNGAR



Säng och sängtillbehör beställs via arbetsorder (Web bifoga bilaga) där beställningsunderlaget bifogas. Om tillbehör beställs efteråt görs det på en vanlig arbetsorder, fyll i individnumret på sängen.

Finns i bredderna 90 cm och 105 cm.

För beställning av säng för hög användarvikt och barnsäng, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Max brukarvikt:
ScanBed 750: 185 kg.
ScanBed 755: 200 kg.

Yttermått på 90 säng: 100x213

Lägsta höjd från sängbotten: 35 cm.
Med lågbyggnadssats blir sängen 9 cm lägre (både i lägsta och högsta läget). Lågbyggd säng går inte att kombinera med hjullyft.






ScanBed 750/755 är förlängningsbar, standardgrindar byts ut mot längre grindar.
Förlängningsdel till madrass kan beställas.

TILLBEHÖR HEMSIJKVÅRDSSÄNG




12205 Stöd- och vändhandtag H40xB30
36118 Stöd- och vändhandtag H25xB30
38981 Stöd- och vändhandtag H40xB50

Enligt gällande normer och för att förhindra olyckstillbud skall montering ske så att avståndet är mindre än 6 cm eller mer än 25 cm till sänggaveln.


	<p>30403 Situp-stöd</p>
	<p>30333 Uppresningsstöd</p>
	<p>30402 Stöd/urstigningshandtag</p>
	<p>12264 Lyftbåge</p>
	<p>Grindskydd 2 ribbor: 12989 Grindskydd polstrat 30070 Grindskydd polstrat extra säkerhet 13802 Grindskydd polstrat förlängt 31023 Grindskydd extra polstrat 12988 Grindskydd nät 31822 Grindskydd till förhöjnings ribba (2 + 1 fast)</p> <p>Grindskydd 3 ribbor: 31916 Grindskydd polstrat 34403 Grindskydd förlängd 34589 Grindskydd nät</p>

	<p>13149 Avståndsstöd kortsida 13148/43494 Avståndsstöd långsida</p>
	<p>12960 Begränsningsbygel bendel Förhindrar bendelen att komma under horisontalplanet.</p>
	<p>42875 Soft Tilt 2.0 39160 Soft Tilt (utgående) Ändrar automatiskt personens läge i sängen.</p>



FRISTÅENDE LYFTBÅGE

	<p>11409 Lyftbåge</p>
---	-----------------------


UPPRESNINGSTÖD

	<p>39481 Uppresning Eva standard, komplett med golvstöd (köpes)</p> <p>39482 Uppresning Eva hög, komplett med golvstöd (köpes)</p> <p>36779 Uppresningsstöd Parnell (utgående, hyres)</p>
---	---

SÄNGBORD

	<p>13826 Säng- och läsbord Sonnet Basic</p> <p>11510 Säng- och läsbord (utgående)</p>
	<p>44712 Sängbord PRO vit (köpes)</p>

STÄLLBARA RYGGSTÖD

<p>Comfortabel</p> 	<p>44204 Comfortabel 80 cm, mittplacerad motor</p> <p>44669 Comfortabel 90 cm, mittplacerad motor</p> <p>44685 Comfortabel 105 cm, mittplacerad motor</p> <p>44686 Comfortabel 120 cm, mittplacerad motor</p>
--	---

 <p>Bedco</p>	<p>Utgående modeller: 36286 Comfortabel 80 cm, sidoplacerad motor 36280 Comfortabel 90 cm, sidoplacerad motor 36281 Comfortabel 105 cm, sidoplacerad motor 36282 Comfortabel 120 cm, motor bägge sidorna</p> <p>11598 Bedco 85 cm, sidoplacerad motor 34489 Bedco 105 cm, sidoplacerad motor 30434 Grillo 105 cm, sidoplacerad motor 30328 Bedco 120 cm, motor bägge sidorna</p> <p>Tillbehör till Comfortabel: 36285 Stöd- och vändhandtag 36451 Sittlås 36284 Extra spännrem 350 cm 36452 Extra spännrem 600 cm</p>
	<p>41176 Caretec sängryggstöd, 80-90 cm, invändigt placerad motor</p>
	<p>11599 Sängryggstöd 78 cm, mittplacerad motor</p>

FÖRHÖJNINGSKLOSSAR

Hjälpmedelsanvändaren debiteras kostnadstak för antal klossar som krävs till en möbel.
 Det kan tex behövas 5 klossar till en säng = 500 kr till användaren och överskridande belopp på enheten.

Om 2 förpackningar behövs, beställ den andra förpackningen till enheten.

	<p>34523 Förhöjningskloss REKO smal, styck. Passar möbler med smalare ben.</p>
	<p>11615 Förhöjningskloss Magnum, styck. Passar till grövre ben och sockelsängar.</p>
	<p>34522 Förhöjningskloss Bull, 4 st/förpackning. Passar säng, stol eller bord.</p>
	<p>11614 Förhöjningskloss Bill, 4 st/förpackning. Passar till möbler med lutande ben.</p>
	<p>12348 Förhöjningskloss Elefant 9 cm, 4 st/förpackning. 32856 Förhöjningskloss Elefant 14 cm, 4 st/förpackning. För möbler med bredare ben. 13603 Extra skumgummiinsats, styck.</p>
	<p>33542 Förhöjningskloss till medar, 4 st/förpackning.</p>